



Sada reagencií, měď, volná a celková

Kat. číslo produktu:

2439200

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Nebezpečné



Pro stanovení volných a komplexních sloučenin (chelátových komplexů) mědi metodou s bicinchoninátém. Rozsah: až do 5,00 mg/L. Sada obsahuje: volná měď - reagentie, polštářky s práškem a dithioničitany - polštářky s práškem, pro 100 stanovení.

Technické údaje

Názov metódy:	Bicinchoninát
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Prístroj:	DR 6000, DR 3900, DR 1900, DR 900, PCII
Rozsah merania:	0,04 - 5,00 mg/L Cu