



Sada reaglií, sířitany, souprava SU-5

Kat. říslo produkta:

2440000

Nebezpeřné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Sada reaglií pro stanovení sířitany jodometrickou kapkovou titrací. Náhradní sada reaglií pro testovací soupravu SU-5 (148002).
Rozsah: Ař do 200 mg/L SO₃. Sada obsahuje kyselinu amidosulfonovou - polřtářky s prářkem, sířitany - reagencie 1, polřtářky s prářkem a sířitany - roztok 3, pro přibližně 100 testů.

Technické údaje

řpeciálne funkcie:

Sulfite Reagent set, SU-5 Kit : Iodometric Method