



Sada reagensií, chlor (celkový), vysoký rozsah, digitální titrátor

Kat. číslo produktu:

2444800

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Pro stanovení vysokého rozsahu celkového chloru titrací digitálním titrátozem s thiosulfátem sodným. Rozsah: 2 000 až 70 000 mg/L Cl₂. Metoda: Jodometrická sada obsahuje rozpuštěný kyslík 3 - polštářky s práškem, jodid draselný - polštářky s práškem, škrob - roztok indikátoru a thiosulfát sodný - náplň pro digitální titrátor (2) 2,00 N. Přibližně 100 testů.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátozem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Výměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8209
Název metody:	Jodometrická titrace
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	100
Rozsah měření:	2 000 - 70 000 mg/L Cl ₂
Speciální funkce:	HR Digital Titrator