



Souprava činidel, tvrdost (celková), byreta, LR

Kat. číslo produktu:

2447600

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Souprava činidel pro stanovení celkové tvrdosti titrační metodou ManVer 2 (metoda Hach 8226). Uznaná metoda EPA. Rozsah: 0 - 2 500 mg/L jako CaCO₃. Obsahuje: roztok pufru (Hardness 1), ManVer 2 - indikátor tvrdosti, polštářky s práškem a titrační roztok EDTA (TitraVer) 0,0200 N pro přibližně 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8226
Názov metody:	Titrace EDTA
Parameter:	Hardness (Total)
Počet testov:	100
Rozsah merania:	0 - 2 500 mg/L CaCO ₃
Soulad s EPA:	Áno
Špeciálne funkcie:	Reagent set, Buret, LR