



Souprava činidel, tvrdost (celková), byreta, HR

Kat. číslo produktu:

2447700

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Souprava činidel pro stanovení celkové tvrdosti titrační metodou ManVer 2 (metoda Hach 8226). Rozsah: 100 - 25 000 mg/L jako CaCO₃. Obsahuje: roztok pufru (Hardness 1), ManVer 2 - indikátor tvrdosti, polštářky s práškem a titrační roztok EDTA (TitraVer) 0,200 N pro přibližně 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8222
Názov metody:	Titrace EDTA
Parameter:	Hardness (Total)
Počet testov:	100
Rozsah merania:	100 - 25 000 mg/L CaCO ₃
Soulad s EPA:	Áno
Špeciálne funkcie:	Reagent set, Buret, HR