



Sada reagencií, siřičitany, titrace byretou

Kat. číslo produktu:

2459800

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pro stanovení siřičitanů jodometrickou titrací byretou. Metoda Hach 8071 Rozsah: 0 až 500+ mg/L SO_3^{2-} . Sada reagencií zahrnuje: Rozpuštěný kyslík - reagentie 3, polštářky s práškem, jodid draselný-jodát - standardní roztok a škrob - indikátor, roztok pro přibližně 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8071
Počet testov:	100
Rozsah merania:	0 - > 500 mg/L SO_3^{2-}
Špeciálne funkcie:	Sulfite Reagent set, Buret Titration