



## Dusičnany, sada reagensí, nízký rozsah, vzorek 5 mL

Kat. číslo produktu:

2460800

Nebezpečné

**ZASTARANÁ POLOŽKA**

Táto položka už nie je dostupná.



Pro stanovení dusičnanů metodou redukce kadmia. Velikost vzorku: 5 mL Pro soupravy pro vizuální testy. Sada reagensí zahrnuje: NitriVer 3 - polštářky s práškem, a NitraVer 6 - reagentie, polštářky s práškem, pro 100 testů.

### Technické údaje

Názov metódy:

Redukce kadmia

Rozsah merania:

0.01 - 0.50 mg/L NO<sub>3</sub>--N

Špeciálne funkcie:

Nitrate Reagent set, LR, 5 mL