



Držák stříkačkového filtru Easy Pressure PALL

Kat. číslo produktu:	246800
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Balení 6 držáků filtrů. Pojme 25mm filtračních disků pro rychlou filtraci 1-10 mL vzorku.

Vhodné pro většinu standardních stříkaček s objímkami typu Luer

Vyrobena z plastu POM s podpůrnou mřížkou membrány z nerezové oceli typu 316

Sterilizovatelné v autoklávu

Včetně těsnících zátek

Samostatný filtr kat. č. 246801.

Technické údaje

Jednotky:	6 ks/balení
Priemer, vonkajší:	25 mm