



Filtr, membránový, černý, velikost pórů 0,45 µm, průměr 47 mm, 200 ks/balení, s podložkami nebo bez nich

Kat. číslo produktu: 2490300
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Zajišťuje kontrast pro mikrobiologické analýzy a analýzy částic. Modifikovaný polyethersulfon vytváří tmavé pozadí pro vynikající kontrast vhodný při počítání neprůhledných kolonií a světlých částic. Bílá mřížka usnadňuje počítání. Certifikováno pro membránovou filtrační analýzu. Sterilní a jednotlivě balené. Velikost pórů 0,45 µm. Průměr: 47 mm.

Technické údaje

Filter Type:	Filtr
Materiál:	Modifikovaný polyethersulfon
Packing:	NA
Priemer:	47 mm
Veľkosť balenia:	200 /pk
Veľkosť póru:	0,45 µm