



Kondicionačný roztok, ISENH3181, 500 mL

Kat. číslo produktu:	2541249
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov	

Používa sa ako kondicionačný roztok medzi vzorkami

Kondicionačný roztok pre amoniakovú iónovo-selektívnu elektródu (ISENH3181), 500 mL fľaša sa používa ako kondicionačný roztok medzi vzorkami.

Tento roztok sa používa medzi analýzami vzoriek. Pomôže obnoviť vnútorné pH a poskytne rýchlejšie a presnejšie výsledky merania.

Upozornenie: Tento roztok sa **nesmie** používať na skladovanie (cez noc alebo dlhšie), prečítajte si návod na použitie elektródy ISENH3181.

Technické údaje

Formula:	$(\text{NH}_4)\text{HSO}_4$
Platforma:	Roztok
Popis:	ISENH3181
Solution Type:	Skladovanie
Veľkosť balenia:	500 mL

Potrebné príslušenstvo

- Amoniak, standardní roztok, 1 000 mg/L, 1 L (Item 2354153)