



Standardní roztok, chrom, šestimocný, 5 mg/L jako Cr⁶⁺ (NIST), bal./20 ks - ampule PourRite 2 mL

Kat. číslo produktu: 2605620
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odoslania neuvedené

Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení chromu. Balení 20 ampulí PourRite(TM), 2 mL.

Jednoduché kontroly správnosti a přesnosti

Standards v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přídatku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přídatků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrácia:	5 mg/L
Platforma:	Roztok
Popis:	Šestimocný chrom, standardní roztok, jako Cr ⁶⁺ (NIST)
Veľkosť balenia:	2 mL