



Standardní roztok, mangan, 10 mg/L jako Mn (NIST), bal./20 ks, ampule PourRite 2 mL

Kat. číslo produktu:

2605820

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro kontrolu správnosti a přesnosti při stanovení manganu

Jednoduché kontroly správnosti

Standardy v ampulích Voluette a PourRite jsou určeny ke kontrole správnosti a přesnosti metodou standardního přídavku pro metody Hach a softwaru fotometru. Použijte pipetu TenSette k přidání přesného množství standardu a kontrolujte procento regenerace pro ověření výkonu analytického systému.

Minimalizace odpadů

Při každé kontrole přesnosti otevřete novou ampuli standardu. Každá ampule obsahuje dostatečné množství standardu pro jednu sadu přídavků standardu.

Spolehlivé výsledky

Zatavené ampule brání náhodné kontaminaci nebo odpařování standardních roztoků.

Technické údaje

Koncentrace: 10 mg/L

Platforma: Roztok

Popis: Mangan, standardní roztok jako Mn (NIST)

Velikost balenia: mL/20