



Test kit TPH in soil, pocket colorimeter II

Kat. číslo produktu:

2775000

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Technické údaje

Certifikáty:	European CE mark
Číslo metódy:	10050
Detektor:	Silicon detector
Displej: LCD (podsvietený):	LCD, backlit
Hmotnosť:	0,23 kg
Krytie:	IP67
Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Model testovacej súpravy:	Pocket
Názov metódy:	Colorimeter™ II**
Parameter:	TPH in Soil**
Počet testov:	Až do 18
Presnosť vlnovej vĺžky:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Prístroj:	Kit includes PC II
Rozmery (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah merania:	20, 50, 100, 200
	ppm thresholds
Štýl kufríka:	Q (2 cases)
Záruka:	24 mesiacov