



Standard pro kontrolu kvality, tvrdost, nízký rozsah, 500 mL

Kat. číslo produktu:	2833449
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Připraven k použití - není nutné ředění. Směsný standard obsahuje: celková tvrdost: 100 mg/L jako CaCO₃. Tvrdost (Ca): 50 mg/L jako CaCO₃.

Technické údaje

Koncentrace:	Celková tvrdost, 100 mg/L CaCO ₃
Platforma:	Roztok
Popis:	Tvrdost, nízký rozsah, směsný standard pro kontrolu kvality