



Veľkoobjemový dávkovač jodidu draselného Swiftest s náhradnou náplňou s jodidom draselným

Kat. číslo produktu:

2834100

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Na stanovenie celkového chlóru ampérometrickým titrátorom Autocat 9000. Vráťane dávkovača Swiftest a náplne s reagensiou na približne 300 stanovení..

Rýchle a jednoduché pridávanie reagensie

Ideálne na analýzu celkového chlóru vo veľkom množstve vzoriek pomocou jodidu draselného, práškovej reagensie vysokej kvality od spoločnosti Hach.

Na pridanie prášku stačí stlačiť dávkovač

Bez potreby otvorenia nádob s reagensiami, menej odpadu z obalových materiálov

Farebné označenie podľa parametrov

Rukoväť dávkovača Swiftest je farebne označená kvôli jednoduchému rozpoznaníu parametra.

Technické údaje

Názov metódy:

Ampérometrická titrácia

Platforma:

Swiftest

Potrebné príslušenstvo

- Jodid draselný, náhradná náplň do dávkovača SwifTest (Item 107760)