



## Sodík, standardní roztok, 10 mg/L Na, 1 L

**Kat. číslo produktu:** 2835153  
**EUR Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Dodávka do 2 týždňov**

Standard NaCl, 10 mg/L Na, 1 L. Pro analyzátor Polymetron 9240 a 9245.

---

### Technické údaje

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koncentrácia:          | 10 mg/L Na                                                                                      |
| Parameter:             | Sodium                                                                                          |
| Platforma:             | Roztok                                                                                          |
| Podmienky skladovania: | Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture. |
| Prístroj:              | 9245 & 9240                                                                                     |
| Veľkosť balenia:       | 1 L 1 L                                                                                         |