



Tube, Culture, 16 x 100 mm, 396/pk

Kat. číslo produktu:	2899300
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Caps (**SOLD SEPARATELY** PN 2241106) have a firmly bonded silicone rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Technické údaje

Dĺžka:	100 mm
Kapacita:	Capacity to Neck 11 mL
Priemer:	16 mm
Veľkosť balenia:	396 pk