



Nosný zásobník Hach

Kat. číslo produktu:	2938300
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Parou autoklávovatelný polypropylenový lisovaný zásobník, má zabudovanou rukojeť pro snadné přenášení činidel nebo laboratorního nádobí jednou rukou.

Technické údaje

Délka:	378 mm
Hĺbka:	4.5 Inches
Product size:	378 x 239 x 114 mm (14,9 x 9,4 x 4,5")
Veľkosť balenia:	1 každá