



Pevný objem, mikropipeta, 1000 µL

Kat. číslo produktu:	2946010
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov	

Mikropipeta je vybavena dvoustupňovým pístovým dávkovačem, který zajišťuje vysokou přesnost a preciznost pipetovacích technik a usnadňuje dávkování poslední kapky. Na unikátní kužel na špičce lze připevnit mikro i ultra mikro pipetovací špičky. Každá mikropipeta je plně autoklávovatelná a barevně označená pro snadnou identifikaci. Obsahuje jednu pipetovací špičku. Další pipetovací špičky se prodávají samostatně.

Technické údaje

Kapacita:	1000 µL
Přesnost:	0,5 %
Velikost balenia:	1 každá