




Be Right™



Plniaci roztok, referenčný, 2,44 M KCl, 59 mL

Kat. číslo produktu:

2965026

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Plniaci roztok pre referenčný prvok elektródy, chlorid draselný (KCl), 2,44 M, 59 mL fľaša a dávkovací uzáver

Technické údaje

Formula:	KCl 2,44 M
Platforma:	Roztok
Popis:	PHC281
Solution Type:	Náplň
Veľkosť balenia:	59 mL