




Be Right™



Stojan, podpěra, základna 178 × 330 mm

Kat. číslo produktu:

32900

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Litina, bílá smaltovaná základna poskytuje příznivé zázemí pro pozorování koncových bodů. Slouží také jako stabilní podpěra pro byretu. Základna má rozměry 178 × 330 mm (7 × 13") a je vybavená hliníkovou tyčí 13 × 610 mm (0,5 × 24") se závitovou maticí.

Technické údaje

Veľkosť balenia:

1 každá