



Dusičnany, přípravek pro úpravu iontové síly (ISA), polštářky s práškem, 100 ks/bal.

Kat. číslo produktu:

4456369

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Dusičnany, přípravek pro úpravu iontové síly (ISA) pro použití při stanovení dusičnanů metodami s elektrodou. Prášková forma neředí vzorky. Ideální pro stanovování nízkých koncentrací dusičnanů. Balení po 100 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Koncentrácia:	ISA
Názov metódy:	Iontově selektivní elektroda
Package settings:	Powder Pillows
Parameter:	Nitrate
Počet testov:	100
Popis:	Dusičnany, přípravek pro úpravu iontové síly (ISA), polštářky s práškem
Rozsah merania:	0,05-14 000 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Veľkosť balenia:	100 /pk