



Cylinder, graduated, 5 mL ± 0.1 mL, 0.1 mL divisions (white markings)

Kat. číslo produktu: 50837
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes ≥ 25 mL.

Technické údaje

Certifikácia:	Class B
Kapacita:	5 mL
Materiál skrine:	Glass
Metóda merania:	To Deliver
Typ:	S jednou stupnicou
Veľkosť balenia:	1 each
Výška:	125 mm