



Cylinder, graduated, 250 mL +/- 1.4 mL, 2.0 mL divisions (white markings)

Kat. číslo produktu: 50846
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes ≥ 25 mL.

Technické údaje

Certifikácia:	Class B
Kapacita:	250 mL
Materiál skrine:	Glass
Metóda merania:	To Contain
Typ:	S jednou stupnicou
Veľkosť balenia:	1 each
Výška:	330 mm