



Nádoba, skleněná, 10 L (2,5 gal), s uzávěrem potaženým PTFE

Kat. číslo produktu:

6559

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

2.5 gal glass container with cap

Technické údaje

Obsah balenia:

Láhev(6358)

Uzávěr (6355)

PTFE vložka (6378)

Přidejte požadované díly:

Pro kompaktní nebo standardní přenosnou základnu na 12 lahví

Podpěra nádoby (1502)

Pro vzorkovače s chlazením a pro vzorkovače do každého počasí

Podpěra nádoby (1502)

Prodlužovací trubka (3527)

Obsah balenia

Láhev(6358) Uzávěr (6355) PTFE vložka (6378) Přidejte požadované díly: Pro kompaktní nebo standardní přenosnou základnu na 12 lahví Podpěra nádoby (1502) Pro vzorkovače s chlazením a pro vzorkovače do každého počasí Podpěra nádoby (1502) Prodlužovací trubka (3527)