



Servisní držák pro turbidimetry TU5300 sc a TU5400 sc

Kat. číslo produktu:

LZY873

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Servis turbidimetru řady TU5 je snadný díky servisnímu držáku (příslušenství). Servisní držák může přidržovat procesní hlavu s modulem pro automatické čištění nebo bez modulu, s nástrojem na demontáž kyvety a ručním stěračem, to vše usnadňuje ruční čištění a výměnu kyvety.