



Reagencie Chemkey na stanovenie medi (25 ks v krabici)

Kat. číslo produktu:	9429200
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Reagencie Chemkey na stanovenie medi, rozsah 0,06 - 5,00 mg/L Cu. Pre prenosný paralelný analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Parameter:	Měď
Platforma:	Chemkeys
Rozsah merania:	0,06 - 5,00 mg/L Cu
Veľkosť balenia:	25 ks