



Reagencie Chemkey na stanovenie voľného amoniaku a monochlóramínu (25 ks v krabici pre každý typ)

Kat. číslo produktu: 9429600
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Reagencie na stanovenie voľného amoniaku, 0,05 - 0,5 mg/L, a monochlóramínu, 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂, Chemkey. Pre prenosný paralelný analyzátor SL1000 (PPA).

Technické údaje

Kit Option:	Free Ammonia & Monochloramine
Parameter:	Volný amoniak
	Monochlóramín
Platforma:	Chemkeys
Rozsah merania:	0,05 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Veľkosť balenia:	50 ks