



Kyvetový test, manganistanová metóda, 0,5 - 10 mg/L O₂ (CHSKMn)

Kat. číslo produktu:

LCK394

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagencií, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagentie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé výsledky

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagencií

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagencií

Štítok s čiarovým kódom pre automatickú detekciu vo fotometri

Technické údaje

Názov metódy:	Manganistan
Parameter:	CHSKMn
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C (chráňte pred svetlom)
Popis:	Manganistanová metóda (CHSKMn)
Požadovaný rozklad:	Áno
Prístroj:	DR1900, DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Rozsah merania:	0,5 - 10 mg/L O ₂
Soulad s EPA:	N/A
Standardní metoda:	ISO 8467