



Stojan, sušení laboratorního skla, velký

Kat. číslo produktu:

2089010

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Drátěný sušicí stojan s vinylovým povrchem pro měřicí zkumavky, vialky, baňky, válce, kádinky a jiné laboratorní sklo. Stojan lze použít na stojato, položený nebo jej lze připevnit na stěnu. Zabudovaná odtoková miska udržuje pracovní pult v suchu. Vyberte si malokapacitní stojan na 26 kusů laboratorního skla nebo velkokapacitní stojan na 90 kusů skla. Celkové rozměry: 47 × 18,4 × 48,3 cm (18,5 × 7,25 × 19 palců).

*Na obrázku je znázorněn menší sušicí stojan

Obsahuje sedmdesát dva 7,6cm (3") dlouhých kolíků a osmnáct 12,7cm (5") dlouhých kolíků pro větší laboratorní sklo

Technické údaje

Veľkosť balenia:

1 každá