



Manifold Millipore ez Fit

Kat. číslo produktu:	2586201
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Vakuový manifold pro obecnou mikrobiologickou analýzu

Manifold, jednomístný, nerezová ocel

Jedinečná konstrukce pro snadné čištění a dekontaminaci.

Různé filtrační hlavy pro jednorázová i opakovaně použitelná filtrační zařízení.

Konektory s rychlým upevněním na vakuové trubce. Malá výška pro snadné použití v laminárních boxech.

Snadné zabránění tvorbě biologických filmů: konstrukce nového manifoldu ez Fit eliminuje zdroje kontaminace, které mohou způsobit falešně pozitivní výsledky. Všechny vnitřní oblasti jsou přístupné a lze je efektivně vyčistit. Všechny součásti lze sterilizovat v autoklávu.

Každou součást lze rychle a snadno odebrat bez dalších nástrojů.

Do připojení k trubce je integrován pojistný ventil bránící zpětnému toku z vakuového systému.

Dvoucestný ventil brání uživateli, aby se při otvírání nebo zavírání náhodně dotknul filtrační hlavy.