



Kyvetový test pre CHSK, 5 - 60 mg/l O₂

Kat. číslo produktu:

LCK1414

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické hodnotenie, balené v plne vybavenom balení. Oficiálne schválené pre testovanie limitov plnenia požiadaviek. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé hodnoty merania

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Čiarový kód kyvety pre automatickú detekciu vo fotometri a kalibráciu Truecal

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Parameter:	CHSK
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C (chráňte pred svetlom)
Popis:	Chemická spotreba kyslíku
Požadovaný rozklad:	Áno
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Rozsah merania:	5,0 - 60 mg/L O ₂
Truecal:	Áno