



Pufrový roztok pH, pH 4,01, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2283449.99
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Pufrový roztok kvality, červené kódové zafarbenie pre jednoduchú identifikáciu. nadväznosť na NIST. pH je $4,01 \pm 0,02$ pri 25 °C.

Technické údaje

Farebne značené?:	Áno
Koncentrácia:	$4,01 \pm 0,02$ pH
Package settings:	Láhev
Parameter:	pH
pH hodnota(y):	4.01
Platforma:	Roztok
Popis:	Pufrový roztok, (červený) (NIST)
Veľkosť balenia:	500 mL