



Be Right™



pufrový roztok pH, pH 7,00, 500 mL

Kat. číslo produktu:	2283549.99
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Pufrový roztok kvality, žlté kódové zafarbenie pre jednoduchú identifikáciu. nadväznosť na NIST. pH je $7,00 \pm 0,02$ pri 25 °C.

Technické údaje

Farebne značené?:	Áno
Koncentrácia:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Package settings:	Láhev
pH hodnota(y):	7.00
Platforma:	Roztok
Popis:	Pufrový roztok, (žltý) (NIST)
Veľkosť balenia:	500 mL