



Tvrdość, niski zakres. Chemkey reagenty (25 ks w pudełku)

Kat. číslo produktu:	8636400
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Reagenty Chemkey pre stanovenie celkovej tvrdosti, niski rozsah, 3 - 100 mg/L CaCO₃. Pre SL1000 prenosný paralelný analyzátor (PPA).

Technické údaje

Parameter:	Tvrdość
Platforma:	Chemkeys
Rozsah merania:	3 - 100 mg/L CaCO ₃
Veľkosť balenia:	25 ks