



Ortofosforečnany, vysoký rozsah. Chemkey reagencie (25 ks v krabici)

Kat. číslo produktu: 8636500
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Reagencie Chemkey pre stanovenie ortofosforečnanov, vysoký rozsah, 2,0 - 30,0 mg/l PO₄. Pre SL1000 prenosný paralelný analyzátor (PPA).

Technické údaje

Parameter:	Ortofosforečnany
Platforma:	Chemkeys
Rozsah merania:	2,0 - 30,0 mg/L PO ₄
Veľkosť balenia:	25 ks