



Uvedenie do prevádzky Titralab AT1000 2 Syringe/ 2 Pumps

Kat. číslo produktu:

S-XCOMM-AT1222

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Uvedenie do prevádzky Titralab AT1000 2 Syringe/ 2 Pumps

Vďaka službe uvedenia do prevádzky od spoločnosti Hach získate plnú funkčnosť a optimálny výkon prístroja od samého začiatku. Neskladá sa len z uvedenia do prevádzky, inštrukcie a zaškolenia obsluhy na prevádzku, ale keď využijete službu START, začína bežať štandardná 24mesačná továrenská záruka od dátumu uvedenia do prevádzky namiesto od dátumu dodania.

Poplatok zahŕňa:

- Uvedenie do prevádzky
- Cestovné náklady

Technické údaje

Obsah balenia:

Uvedenie do prevádzky Titralab AT1000 2 Syringe/ 2 Pumps

Vďaka službe uvedenia do prevádzky od spoločnosti Hach získate plnú funkčnosť a optimálny výkon prístroja od samého začiatku. Neskladá sa len z uvedenia do prevádzky, inštrukcie a zaškolenia obsluhy na prevádzku, ale keď využijete službu START, začína bežať štandardná 24mesačná továrenská záruka od dátumu uvedenia do prevádzky namiesto od dátumu dodania.

Poplatok zahŕňa:

- Uvedenie do prevádzky
- Cestovné náklady

Obsah balenia

Uvedenie do prevádzky Titralab AT1000 2 Syringe/ 2 PumpsVďaka službe uvedenia do prevádzky od spoločnosti Hach získate plnú funkčnosť a optimálny výkon prístroja od samého začiatku. Neskladá sa len z uvedenia do prevádzky, inštrukcie a zaškolenia obsluhy na prevádzku, ale keď využijete službu START, začína bežať štandardná 24mesačná továrenská záruka od dátumu uvedenia do prevádzky namiesto od dátumu dodania. Poplatok zahŕňa: • Uvedenie do prevádzky• Cestovné náklady