



Reagencie Chemkey pro stanovení volného amoniaku (balení po 25 kusech)

Kat. číslo produktu: 9429500
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Reagencie Chemkey pro stanovení volného amoniaku, rozsah 0,05–0,5 mg/L NH₃-N, pro přenosný paralelní analyzátor SL1000 (Portable Parallel Analyser, PPA).

Technické údaje

Parameter:	Amoniak, volný
Platforma:	Chemkeys
Prístroj:	Přenosný paralelní analyzátor SL1000
Rozsah merania:	0,05 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
Veľkosť balenia:	25 ks/balení.