



Ruční průtoková kyveta pro turbidimetry řady TL23

Kat. číslo produktu:

9657100

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Měřte bez jednotlivých kyvet na vzorek. Použití průtokové kyvety:

- Urychluje měření
- Umožňuje všechna měření s jedinou kyvetou a lepší opakovatelností
- Eliminuje potřebu spárovaných kyvet na vzorek
- Minimalizuje množství laboratorního skla, které je nutné pořizovat, skladovat a čistit