



Reagenčná súprava na stanovenie mangánu, 0,005 - 0,7 mg/l Mn

Kat. číslo produktu:

LCW632

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Reagenčný set bez kyanidov pre stanovenie mangánu pomocou TMB

Technické údaje

Názov metódy:	TMB
Parameter:	Mangán
Platforma:	LCW
Počet testov:	50
Podmienky skladovania:	4 - 8 °C (chráňte pred svetlom)
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Rozsah merania:	0,005 - 0,7 mg/L Mn
Rozsah merania (2):	Ultra nízky rozsah
Špeciálna poznámka:	Potrebná 50 mm hranatá kyveta LZP341