



Hranaté kyvety s uzávěrem, 50x10 mm (20 ks), plastové, jednorázové, pro Lico

Kat. číslo produktu:	LZM381
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Nová jednorázová kyveta se šroubovacím uzávěrem pro snadné a bezpečné měření barvy. Kyveta je navržena speciálně pro měření těkavých, toxických a karcinogenních látek. Jednoduše uzavíratelná hranatá kyveta se šroubovacím uzávěrem splňuje požadavky na bezpečnost v chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Nová uzavíratelná 50mm kyveta poskytuje uživateli trojnásobnou bezpečnost:

- Bezpečné a spolehlivé výsledky měření kvůli dlouhé dráze paprsku
- Bezpečná manipulace – kvůli uzavřené kyvetě žádné riziko rozlití
- Ochrana před odplyněním nebo odpařováním kapalného vzorku

Vzorky v uzavřené kyvetě mohou být použity přímo jako uchovávané vzorky nebo skladovány pro dlouhodobé analýzy stárnutí.

Uzavíratelná kyveta je vhodná pro všechna měření barvy s Lico jako přímá náhrada za existující 50mm plastovou kyvetu LZM130 bez jakékoli verifikace, protože materiál a rozměry jsou zcela stejné.

Technické údaje

Délka optické dráhy:	50 mm
Materiál:	PMMA
Velikost balenia:	20 ks/balení