



Sada pro ověření objemu byrety AT1000

Kat. číslo produktu:

LZE228

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 1 týdne

Souprava pro ověření objemu byrety pro automatický titrátor řady Titralab AT1000

Technické údaje

Obsah balenia:

Sada obsahuje: stojan, křížovou svorku a držák (LZE231); hadičky, pipetovací špičku, držák na pipetu a držák na byretu (LZE230); licenci pro aktivaci ověření byrety (LZE229)

Záruka:

24 mesiacov

Obsah balenia

Sada obsahuje: stojan, křížovou svorku a držák (LZE231); hadičky, pipetovací špičku, držák na pipetu a držák na byretu (LZE230); licenci pro aktivaci ověření byrety (LZE229)