



CHSK, kyvetový test pro slanou vodu, 250-1000 mg/L O₂, 25 testů

Kat. číslo produktu:

LCK1914

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetové testy LCK: minimální množství reagensů, maximální bezpečnost.

Použitelné pro stanovení nízkých rozsahů CHSK ve vzorcích vody s vysokými koncentracemi chloridů do 20 000 mg/L. Bez nutnosti namáhavé předúpravy vzorků! Předdávkované reagensie pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabaleno v krabičce opatřené návodem. Díky menším objemům chemikálií šetrné k životnímu prostředí.

Přesné a spolehlivé naměřené hodnoty

Maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství reagensů

Pohodlné a bezchybné dávkování reagensů

Čárový kód kyvety pro automatické rozpoznání ve fotometru

Rozlišení mezi testy a měřicími rozsahy pomocí barevného značení kyvet

Technické údaje

Názov metódy:	Dichroman
Parameter:	CHSK (pro vzorky do 20000 mg/L chloridů)
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	15 - 25 °C (chraňte před světlem)
Požadovaný rozklad:	Ano
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	250 - 1000 mg/L O ₂