



Súprava na čistenie kyviet CL17sc

Kat. číslo produktu:

8573100

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Spoločnosť Hach odporúča čistiť kyvetu CL17sc každý mesiac (alebo podľa potreby). Frekvencia čistenia môže závisieť od použitia a vlastností vzoriek.

Súprava na čistenie kyviet CL17sc obsahuje 5,25 N kyselinu sírovú (100 mL fľaša s kvapkadlom) a vatové tyčinky (10).

Technické údaje

Obsah balenia:	Kyselina sírová (100 mL fľaša s kvapkadlom) a vatové tyčinky (10).
Parameter:	neuvedené
Podmienky skladovania:	Pevne zatvorené nádoby uchovávajúte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred vlhkosťou.
Prístroj:	CL17sc
Rozsah merania:	neuvedené

Obsah balenia

Kyselina sírová (100 mL fľaša s kvapkadlom) a vatové tyčinky (10).