



Kyvetový test na amoniak 0,5 - 5,0 mg/L NH₄-N

Kat. číslo produktu:

LCK505

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetové testy LCK: minimálne množstvá reagensí, maximálna bezpečnosť.

Preddávkované reagensie pre maximálnu bezpečnosť. Jednoduché fotometrické vyhodnotenie, krabička obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Šetriace životné prostredie vďaka menšiemu množstvu chemikálií.

Presné a spoľahlivé výsledky

Maximálna bezpečnosť pre používateľov vďaka uzavretému systému a malým množstvám reagensí

Pohodlné a bezchybné dávkovanie reagensí

Čiarový kód kyvety pre automatickú detekciu vo fotometri a kalibráciu Truecal

Rozlišovanie medzi testami a meracími rozsahmi pomocou farebného kódovania

Technické údaje

Názov metódy:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Parameter:	Amónne ióny
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávať v chlade)
Prístroj:	DR3900, DR6000, DR1900
Rozsah merania:	0,5 - 5,0 mg/L NH ₄ -N
Rozsah merania (2):	0,65 - 6,4 mg/L NH ₄
Truecal:	Áno