



Armatura pro AISE, NISE a AN-ISE sc pro vzorky s vysokou turbiditou

Kat. číslo produktu:

LZY771

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 1 týdňa

Armatura může být použita jako bypass řešení. Vzorek může být přiveden do armatury bez předúpravy filtrací.

Technické údaje

Délka:	Instalační panel pro montáž na zeď: 800 mm x 495 mm
Hmotnost:	Armatura včetně instalačního nástěnného panelu: 14.7 kg
Jazyky manuálu:	Neverbální návod
Materiál:	PVC
Prístroj:	Vhodné pro všechny sondy AISE, NISE a AN-ISE
Spôsob inštalácie:	Instalace na zeď (pouze vnitřní).