



Armatúra pre montáž na tyč pre sondu AN-ISE, konzola 24 cm, tyč z nerezovej ocele 2 m

Kat. číslo produktu: LZY714.99.32320
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 1 týždňa

Technické údaje

Dĺžka:	Tyč: 2000 mm
Hmotnosť:	Len časť pre vytiahnutie: 6.8 kg
Jazyky manuálu:	Neverbálny inštrukčný list
Materiál:	Zmáčané časti: tyč z nerezovej ocele 1.4301; sada adaptéru pre sondu z nerezovej ocele 1.4301 a PVC; tesnenie EPDM; sada šróbov z nerezovej ocele
Priemer:	40 mm
Prístroj:	Vhodné pre: všetky AISE sondy