



## Bypass armatura pro vzorky s vysokou turbiditou pro Nitratax sc a Uvas sc

**Kat. číslo produktu:** LZX450  
**EUR Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Dodávka do 1 týdňa**

Armatura může být použita jako bypass řešení. Vzorek může být přiveden do armatury bez předúpravy filtrací.

---

### Technické údaje

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Délka:          | Instalační panel pro montáž na zeď: 800 mm x 495 mm          |
| Hmotnost:       | Armatura včetně instalačního nástěnného panelu: 14.7 kg      |
| Jazyky manuálu: | Neverbální návod                                             |
| Materiál:       | PVC                                                          |
| Prístroj:       | Vhodný pro všechny sondy Nitratax sc a všechny sondy Uvas sc |
| Rozsah tlaku:   | Not pressurized, open drain                                  |