



## Amoniak standardní roztok, 100 mg/L, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2406549  
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás  
Dostupné

### Standardní roztoky pro iontové selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

Jednparametrové štandardy na zabezpečenie analytickej kvality.

Na kontroly správnosti v rámci stanovení amónneho dusíka

#### Návaznost na standardní referenční materiály organizací NIST

Zásadní je naměřeným výsledkům důvěřovat. Kvalita používaných standardních roztoků je klíčová.

#### Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontové selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

#### Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

---

### Technické údaje

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koncentrácia:          | 100 mg/L $\pm$ 2 mg/L NH <sub>3</sub> -N (NIST)                                           |
| Package settings:      | Láhev                                                                                     |
| Parameter:             | Amónny dusík                                                                              |
| Platforma:             | Roztok                                                                                    |
| Podmienky skladovania: | 10 - 25 °C (chraňte před světlem)                                                         |
| Popis:                 | Štandardný roztok amónneho dusíka, 100 mg/l NH <sub>3</sub> -N, 500 ml                    |
| Špeciálna poznámka:    | Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce |
| Veľkosť balenia:       | 500 mL                                                                                    |