



Pufr, polštářky s práškem, pH 4,01, barevně značeno červeně, bal./250 ks

Kat. číslo produktu: 2226964
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Polštářky s práškem pH pufru pro kalibraci pH elektrody. Každý polštářek je určen pro přípravu 50 mL čerstvého roztoku pufru. Barevně značeno pro snadnou identifikaci (červená). pH je 4,01 ± 0,02 při 25 °C. Polštářky s práškem, balení po 250

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Farebne značený?:	Áno
Koncentrácia:	4,01 ± 0,02 pH pri 25 °C
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Polštářky s práškem
Parameter:	pH
pH hodnota(y):	4,01 ± 0,02 pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Špeciálna poznámka:	Po použití roztok zlikvidujte
Veľkosť balenia:	250 ks